

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ŠTAPOVI SA VIŠE KRAKA**

Poštovani korisniče,

Hvala vam što koristite naše proizvode. Molimo pročitajte ovo uputstvo da biste dobro upoznali naše proizvode pre upotrebe.

1. Podesite štap za hodanje na odgovarajuću visinu. Način podešavanja: prstom pritisnite dugme za podešavanje da biste je podesili po visini, čvrsto pričvrstite osigurač, onda se može koristiti.
2. Proverite da li je drška labava. Sprečite da vas olabavljena ručka povredi.
3. Nosivost je do 120 kg.
4. Proverite da li su gume protiv klizanja na štapu čvrste i stabilne. Ako su izlizane, odmah ih promenite. Obratite više pažnje kada koristite na kosini.
5. Štapovi za hodanje su pomoć pri hodanju, nemojte ih koristiti u druge svrhe.
6. Štapovi za hodanje nisu pogodni za penjanje na planine i podupiranje tela duže vreme.
7. Štapovi za hodanje su izrađeni od aluminijuma sa gumenim nastavcima i ručkama i PVC dodacima.
8. Rok trajanja nije primenljiv za ova medicinska pomagala.
9. Čuvanje na suvom mestu.




Informacije o proizvođaču i evropskom predstavniku:



FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD

Pingnan industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands