

IDENTIFIKACIONI LIST

Finalna inspekcija:

Potpis:

Identifikaciona nalepnica:



patron[®]

Uputstvo za upotrebu (SRB)
- invalidska stolica, dečija

Uslovi garancije:

1. Na ovaj proizvod se primenjuje garancija od 12 meseci od datuma prodaje. Garancija se primenjuje za materijal i oštećenja u proizvodnji.
2. Garancija se mora primeniti u firmi gde je proizvod kupljen ili u ovlašćenom servisu.
3. **Ispravno ispunjena garancija i kopija dokumenta o preuzimanju moraju se priložiti prilikom reklamacije. Ne skidajte identifikacionu karticu. Mora biti čitljiva i neoštećena tokom celog garantnog perioda.**
4. Svaka oštećenja koja su nastala moraju se popraviti odmah nakon pronalaska. Korisnik je u potpunosti odgovoran za oštećenja nastala usled upotrebe proizvoda bez popravke.
5. Proizvod se mora u potpunosti koristiti u svrhu za koju je određen, korisnik mora da sledi uputstva navedena u uputstvu za upotrebu. Proizvođač / distributer nije odgovoran za oštećenja nastala usled nestručnog rukovanja i suprotno uputstvima za upotrebu.
6. Proizvod se mora pravilno upotrebljavati, tretirati, održavati i skladištiti u skladu sa uputstvima koja su navedena u uputstvu za upotrebu.
7. Postupak garancije može se pokrenuti ako je predmetni proizvod poslan kompletno u originalnom pakovanju, pažljivo upakovan i zaštićen od oštećenja. Vlasnik je dužan da pre reklamacije proizvod pravilno očisti, mora biti higijenski tretiran iz higijenskih razloga. Vlasnik ne može tražiti od prodavca da obavlja osnovno održavanje ili čišćenje proizvoda tokom postupka reklamacije.
8. Svaka greška mora se odmah prijaviti.
9. Garancija se gubi ako su oštećenja nastala zabranjenim preopterećenjem, nezgodom, grubim korišćenjem ili intervencijom neovlašćenih lica ili nekompetentnim rukovanjem.
10. Garantni rok se ne može produžiti iako se u periodu korišćenja pravilno koristio i tretirao, uključujući održavanje i pravilno korišćenje, u skladu sa njegovim karakteristikama, nameni itd opisanim u ovom uputstvu.
11. Inženjersko rešenje ne garantuje idealno kretanje.

Datum prodaje (dan, mesec, godina)

Naziv (vrsta), broj telefona, pečat i potpis prodavca:

.....

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

Ortopedija - Novi Život doo, Ustanička 234A, Beograd

Tel: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953

Email: info@ortopedija.co.rs

www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja 515-02-03354-19-004 od 02.12.2019.

TAMPA
(ver. Classic / veličina: STD, MAXI, SM42)



Proizvodnja i distribucija:
PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

DPR161017



Poštovani korisnici,

Hvala vam na ukazanoj poverenju u izboru našeg proizvoda za pozicioniranje TAMPA. Pedijatrijsko pozicioniranje i podesivo sedište za decu sa posebnim potrebama - proizvodi za pozicioniranje Tampa Std / Maki / SM42 dizajnirani su samo za unutrašnju upotrebu i za upotrebu na glatkim površinama. Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. U slučaju da niste potpuno sigurni kako upotrebiti proizvod, čak i nakon čitanja uputstva, obratite se lokalnom zvaničnom prodavcu ili ovlašćenom servisu. Sačuvajte uputstvo za upotrebu za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE NAPOMENE

- **Molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.**
- **Pre svake upotrebe potrebno je proveriti sve uređaje za zaključavanje (pričvršćivanje sedišta na postolje, zategnutost ručice naslona i teleskopa sedišta).**
- **Pre upotrebe potrebno je potražiti stručni medicinski savet u pogledu pogodnosti ovog proizvoda.**
- **Morate biti upoznati sa uputstvima koja su navedena.**
- **Proverite da li dete udobno sedi pre početka vožnje.**
- **Uvek aktivirajte ručne kočnice kada se kolica ne pomeraju.**
- **Sedište se ne sme koristiti kao auto sedište za dete tokom putovanja u motornom vozilu ili autobusu.**
- **Morate da preduzme mere zaštite od požara. U zgradama proverite lokaciju izlaza za požar i šemu evakuacije.**
- **Ne dozvolite detetu da se igra sa sedištem.**
- **Osigurajte da dete ne dira pokretne delove tokom podešavanja sedišta da ne bi došlo do povreda.**
- **Tokom vožnje budite pažljivi kako biste izbegli bilo kakve opasne situacije i sudare.**
- **Kada prilagođavate ugao naslona leđa, postupajte u skladu s tim da izbegnete nagle nekontrolisane pokrete.**
- **Ne dozvolite detetu da se nesmetano penje i izlazi iz sedišta.**
- **Uvek aktivirajte kočnice pri ulasku i izlasku iz kolica.**
- **Uvek proverite da li su svi pribori za pričvršćivanje, sigurnosni kajš i druga oprema pravilno postavljene i podešene.**
- **Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.**
- **Prilikom manipulacije uz pomoć druge osobe, obratite pažnju na to da ne povredite dete ili sebe.**
- **Ne koristite sedište u druge svrhe osim za koje je predviđeno.**
- **Ne opterećujte sedište drugim detetom ili priborom koji ne proizvodi i isporučuje kompanija PATRON Bohemia a.s.**
- Kompanija PATRON Bohemia a.s. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu upotrebom drugog pribora osim originalnog koji isporučuje ova kompanija.
- Kompanija PATRON Bohemia a.s. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu i nezgode uzrokovane neadekvatnom upotrebom ovog proizvoda.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Postavljanje sedišta na postolje

Uzmite sedište, stavite par opruga na krajeve sedišta i smestite sedište tačno u sklopove za sedište na ramu. Zatim zaključajte sedište zatezanjem dve poluge (slika 1). Na kraju laganim podizanjem sedišta proverite da li je sedište pravilno zaključano.

Pričvršćivanje teleskopa na sedište

Pre nego što započnete da radite sa kolicima, morate da povežete demontirani teleskop za nagib.

Odvijte maticu sa šrafa na teleskopu i zajedno je izvadite iz montiranih podmetača (slika 6 / A). Postavite šraf pomoću teleskopa u otvor rama (slika 6 / B, C). Montirajte maticu i podlošku i samoblokirajuću maticu i sve pravilno zategnite.

Podešavanje visine stolice za pozicioniranje

Prvo otpustite dve ručice (slika 1), podesite potrebnu visinu i zatim ponovo zategnite ručice.

Teleskopsko podešavanje dužine osnove točka

Otpustite šrafove s plastičnom rozetom (slika 2) na ramu i prema potrebi podesite udaljenost između prednjih i zadnjih točkova teleskopima. Zatim zategnite šrafove. Uzmite u obzir da se levi i desni telekop moraju podesiti na istoj dužini.

Pozicioniranje sedišta

Otpustite ručicu za nagib, podesite sedište u traženi položaj i zategnite ručicu (slika 3)

Ustajanje iz kolica

Osigurajte da je ručna kočnica aktivirana; kako bi dete što lakše izašlo iz kolica, postavite papučicu za nogu ispod kolica koliko je to moguće i preklopiti je. Ako je neophodno, zamolite pouzdanu osobu za pomoć da drži kolica. Otpustite sve dodatke za pričvršćivanje, skinite sigurnosni kajš i oprezno izvadite dete iz stolice.

Tapacirung

Tapacirung sedišta se može skinuti.

Tapacirung naslona

Stavite ga preko gornje ivice naslona i donjeg dela tako da tapacirung sklizne između naslona i sedišta i pričvrstite ga čičak trakama na zadnjoj strani naslona.

ODRŽAVANJE

- Vaše pedijatrijsko pozicionirano sedište dizajnirano je po visokim standardima i uz pravilnu upotrebu i održavanje pružiće vam dugogodišnju upotrebu, bez korišćenja pomoći ovlašćenog servisa.
- Redovno pregledajte zaštitne trake, uređaje za zaključavanje, hvataljke, zglobove i papučice kako biste bili sigurni da su i dalje sigurni i funkcionalni. Kočnice, točkovi i presvlake su delovi koji se lako troše i zato ih je potrebno menjati uvek kada je to neophodno.
- Preporučuje se da ovaj uređaj pregledava ovlašćeni servis na svakih 12 meseci.
- U slučaju oštećenja ili potrebe popravke, za ove usluge su dozvoljeni samo odobreni ovlašćeni servisi.
- Samo rezervni delovi koje isporučuje kompanija PATRON Bohemia a.s. mogu se koristiti za popravke.
- Na rotirajuće i pokretne delove redovno nanosite maziva za prskanje (npr. VD40), minimalno svakih šest meseci, nikada ne koristite ulje ili vazelin.
- Pazite da ne koristite preveliku količinu maziva (može prouzrokovati nanošenje nečistoće na pokretne delove). Obrišite višak maziva.
- Uverite se da ste pravilno upoznati sa uputstvima koja su navedena u ovom uputstvu za upotrebu.
- Manipulacija sedištem kada ga podešavate mora biti uvek jednostavna i lagana. Ako nije tako, pročitajte ponovo odgovarajući deo uputstva za korisnike.
- Ram, plastika i točkovi mogu se oprati toplom vodom uz dodatak uobičajenog deterdženta.
- Tapacitug je moguće očistiti krpom namočenom u toploj vodi, eventualno oprati u veš mašini na maksimalnoj temperaturi od 40 ° C na programu za osetljiv veš.
- Nikada ne čistite abrazivom, amonijakom, izbeljivačem ili sredstvima na bazi alkohola.
- Nakon izlaganja vlažnim uslovima, osušite kolica mekom krpom i ostavite ih rasklopljena u u toploj prostoriji.
- Čuvajte kolica na suvom i sigurnom mestu sa preporučenom temperaturom 5-20 ° C.
- Redovno proveravajte i zategnite šrafove.
- Preporučujemo da posle 24 meseca posetite servis.
- Ako se koriste kontrolni kablovi (kočnice, teleskopi, nagib), redovno ih proverite i po potrebi podesite i podmažite.

PATRON Bohemia a.s. zadržava pravo promene na svim proizvodima.

Otpustite čičak, stavite tapacirung na cevi papučice za noge i pričvrstite ga čičak trakom na zadnjem delu. Zavisno od veličine kolica, koristite jedan ili dva nosača.



Podešavanje dubine sedišta i papučica za noge

Otpustite oba zavrtnja za podešavanje dubine sedišta i zavrtnje za podešavanje dubine papučica za noge ispod sedišta, podesite dubinu sedišta i papučica za noge i ponovo zategnite zavrtnje.

Podešavanje ugla stopala

Pritisnite oba dugmeta sa strane paučice za nogu istovremeno i podesite željeni ugao. Oslobodite oba dugmeta kada podesite ugao. (slika.4)

Podešavanje visine naslona

Otpustite i uklonite sve šrafove za podešavanje visine naslona. Podesite visinu naslona podižući ili pritiskajući i posle zategnite šrafove.

Pre nego što započnete sa podešavanjem naslona za leđa, skinite tapacirung naslona i nakon što postavite željeni položaj, vratite tapacirung nazad.

Pozicioniranje ugla naslona

Čvrsto držite naslon sedišta, otpustite ručicu naslona sedišta na teleskopu, prilagodite željeni položaj i pravilno zategnite ručicu (slika 5).

Podesivi nasloni za ruke

Naslon za ruke se može podesiti po visini

Podesite naslone za ruke na željenu visinu i učvrstite ih šrafovim.

Za podešavanje nekih delova kolica trebaće vam Heks (šestougaoni) ključ. Naći ćete ga u džepu na zadnjoj strani naslona. Pri podešavanju položaja naslona, sedišta, naslona za noge ili, na kraju, celih kolica, udaljenost između prednjih i zadnjih točkova rama mora biti dovoljna da se izbegne prevrtanje kolica.

Aktiviranje ručne kočnice

Da biste aktivirali kočnicu, pritisnite obe poluge kočnice iznad zadnjih točkova, jednu pa drugu. Deo kočenja je potisnut, a zatim možete ponovo otpustiti kočnicu pritiskom na nju (slika 6).

Sigurnosni kajš

Da biste postavili sigurnosni kajš, stavite oba kraja sigurnosne poluge u cevi sa sedištem odjednom. Sigurnosni kajš zaključava se otpuštanjem osigurača. Da biste izvadili Sigurnosni kajš, pritisnite sigurnosni osigurač i podignite traku prema gore.

Fleksi jastučići i držači glave


Deo su opcione opremi ne standardne. Fleksi jastučići omogućavaju vrlo fleksibilno podešavanje širine sedišta i zaglavlja koji podržavaju dečiju glavu. Oni su fiksirani na sedište pomoću čičak trake.

Dodatni pribor za pozicioniranje proizvoda Tampa SM42 su: Fleksi set jastučića, držači glave, anatomski naslon za glavu, podnožje za podupiranje i ostala oprema prema listi.

Podloga za produženje naslona za glavu određena je do željene visine. Podnožje za produženje naslona za glavu umetnite u nosač naslona. Podesite željenu visinu naslona za glavu i pričvrstite ga rozetnom plastičnog šrafa.

Sedanje na kolica

Osigurajte da je ručna kočnica aktivirana; da biste olakšali sedanje, postavite papučicu za nogu ispod kolica koliko je to moguće i prekloniti je. Ako je potrebno, zamolite pouzdanu osobu za pomoć da drži kolica. Pažljivo stavite dete na sedište i koristite sve pričvršćivače za koje je stolica opremljena, stavite sigurnosni kajš i podesite papučicu za noge. Uvek pazite da dete udobno sedi.



OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	STD	MAXI	SM42
Visina naslona (mm)	520-650	570-680	570-680
Sedište dubina (mm)	280-310	340-430	340-430
Sedište širina (mm)	270/340	300/370	350/420
Sedište do poda (mm)	530-580	530-580	530-580
Sedište do papučica (mm)	260-400	260-400	260-500
Ugao naslona	0° - 180°	0° - 160°	0° - 135°
Ugao sedišta	+/- 27°	+/- 25°	+/- 25°
Ukupna dužina (mm)	600	600	600
Ukupna širina (mm)	460	460	500
Ukupna visina / sa ručkama (mm)	970	970	970
Kočnice	nožna	nožna	nožna
Težina (kg)	15,0	17,0	17,5
Nosivost (kg)	35,0	50,0	75,0

GARANCIJA

POŠTOVANI POTROŠAČI!
Ovaj proizvod servisirao ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952,
(953,954,956)

Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda.

Garancijska izjava

Garantne obaveze privrednog društva ORTOPEDIJE – NOVI ŽIVOT d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu ONŽ) ograničene su samo na obaveze navedene u ovom dokumentu. Ne prihvataju se nikakve dodatne obaveze koje nisu pomenute u garantnom listu.

ONŽ garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinje datumom preuzimanja proizvoda, što ćete dokazati overenim garantnim listom.

Garantovana prava potrošača: ONŽ garantuje kvalitet proizvoda u garantnom periodu i pod uslovima u ovom garantnom listu. Ukoliko se u garantnom roku pokaže oštećenje proizvoda zbog nekvalitetnih materijala ili izrade, ONŽ će:

obezbediti popravku proizvoda bez nadoknade za rad i delove, korišćenjem novih delova, i u predviđenom roku (1),

zameniti proizvod novim i/ili funkcionalno ekvivalentnim (2).

ONŽ zadržava isključivo pravo da odabere način ispunjenja svojih garantnih obaveza iz ovog garantnog lista.

Ukoliko nedostaci na proizvodima, u skladu sa garantnim uslovima, nisu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja na servis, ONŽ se obavezuje da u interesu kupca razreši reklamaciju na način pod brojem (2).

Rezervni delovi:

ONŽ se obavezuje da će obezbediti rezervne delove ili funkcionalne ekvivalente proizvoda u periodu od 12 meseci od datuma isporuke/preuzimanja proizvoda.

ONŽ nije u obavezi da obezbedi rezervne delove u slučaju da:

- ❖ proizvođač nije predvideo popravku proizvoda pa stoga ne nudi rezervne delove ili je cena novog proizvoda niža od troška popravke,
- ❖ se usled primene novih tehnologija ili iz bilo kojeg drugog razloga pojedini elementi prestanu proizvoditi,
- ❖ je proizvođač bankrotirao ili iz bilo kojeg drugog razloga nije više prisutan u ponudi na našem ili svetskom tržištu.

Garantni rok:

Garantni rok za proizvod je 12 meseci uz poštovanje uputstva za upotrebu i drugih garancijskih uslova.

OSTVARENJE GARANCIJE

Uputstva i uslovi garancije: Da bi se izbegle neprijatnosti i dodatni troškovi, predlažemo Vam da pažljivo pročitate garantni list i uputstvo za upotrebu proizvoda. Trenutkom kupovine proizvoda u potpunosti prihvatate garantne uslove navedene u ovom garantnom listu.

Pregled/inspekcija proizvoda i pratećih elemenata: Potrošač je dužan da pregleda kupljene proizvode u trenutku preuzimanja. Ukoliko neki deo proizvoda nedostaje, nije kompletan ili je fizički

oštećen, potrošač mora o tome trenutno obavestiti ONŽ. Naknadni zahtevi po ovom osnovu se neće razmatrati.

Overen garantni list: Potrošač je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi garantnog lista, bez kojeg garancija ne važi. Garancija se ostvaruje samo na osnovu priloženog fiskalnog računa i originalnog garantnog lista, čitko i pravilno popunjenog i overenog od strane ovlašćenog prodavca. Prepravke na garantnom listu su dozvoljene samo uz overu pečatom i uz potpis ovlašćenog prodavca.

Ovlašćeni servis: Garancija se može ostvariti samo u servisu ONŽ.

Transport proizvoda u servis: Da bi ostvario svoja navedena prava potrošač tj. kupac proizvoda koji reklamira, treba da donese isti u prodavnicu gde je proizvod kupio i da pokaže fiskalni račun i garantni list.

Troškovi transporta: Troškove transporta neispravnog proizvoda do ovlašćenog servisa snosi potrošač. Plaćanje osiguranja odnosno rizik oštećenja ili nestanka proizvoda tokom transporta kao i od servisa su takođe na teret potrošača. Potrošač je u obavezi da pokrije troškove transporta i osiguranja proizašle iz povraćaja ispravnog proizvoda kupcu. Ovi troškovi se kupcu dokazuju računima.

Transportna ambalaža: Kupac je dužan da proizvod, prilikom reklamiranja, zajedno sa pratećom dokumentacijom, dopremi u ovlašćeni servis adekvatno upakovan, kako bi se maksimalno zaštitio od oštećenja prilikom transporta. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja su nastala prilikom transporta, a posledica su neadekvatnog pakovanja od strane kupca koji proizvod reklamira.

GARANTNI USLOVI

Neprenosivost bez saglasnosti: Garancija predstavlja sastavni deo kupoprodajnog ugovora i kao takva se ne može prenostiti na drugo lice bez pravilno overene i potpisane saglasnosti oba ugovarača.

Ispravnost uređaja: Garancija se odnosi isključivo na proizvođačku ispravnost uređaja, a ne na očekivane performanse i funkcionalnost od strane korisnika. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za uticaj medija na kupca u vezi sa očekivanim funkcionalnim osobinama elemenata, koje nemaju realne veze sa proizvođački predviđenim performansama.

Terenske usluge i održavanje: Servisne usluge na terenu i/ili preventivno održavanje proizvoda nisu uračunati u cenu proizvoda pa se naplaćuju prema cenovniku servisnih usluga ili prema ugovorima o servisiranju koje kupac može posebno zaključiti.

Preuzimanje proizvoda iz servisa: Kupac je u obavezi da sam obezbedi preuzimanje popravljene proizvoda. Ukoliko ovlašćeni servis iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da o obavljenoj popravci obavesti kupca, ili kupac iz bilo kog razloga izbegava preuzimanje uređaja, ovlašćeni servis je u obavezi da proizvod čuva maksimalno 60 dana od dana prijema na servis. Ovlašćeni servis će u pismenom obliku obavestiti kupca o isteku roka, a nakon tog perioda ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za robu u vlasništvu kupca.

Predmet garancije: Garantni uslovi važe za sve proizvode, osim za sledeće: proizvodi ili delovi proizvoda koji se troše i time se smatraju potrošnim materijalom.

Garantni uslovi važe za usluge servisnih intervencija na proizvodu predviđene ovim garantnim listom, osim u sledećim slučajevima kada se naplaćuju po važećem servisnom cenovniku: preventivno tekuće održavanje opreme, na primer čišćenje ili podmazivanje uređaja, utrošeno servisno vreme na pregled, dijagnozu ili rešenje neispravnosti čiji uzrok nije predviđen ovim garantnim listom. U ovakve intervencije spadaju i bilo koji drugi razlozi

koji ne potpadaju pod garantne uslove. Ovakve usluge se obavezno naplaćuju.

ISKLJUČENJE IZ GARANCIJE

Prava kupca koja proizilaze iz ove garancije su nevažeća i ne mogu se ostvariti u sledećim slučajevima tj. garancija se ne priznaje:

- ❖ posle isteka garantnog roka bez obzira kada je proizvod počeo da se koristi,
- ❖ ako je proizvod kupljen u drugoj firmi – garanciju priznaje firma u kojoj je proizvod kupljen,
- ❖ ukoliko je uklonjen ili oštećen zaštitni pečat ili zaštitna nalepnica na proizvodu ili bilo kom njegovom delu,
- ❖ ukoliko postoji neslaganje podataka na garantnom listu i reklamiranom proizvodu, ili ukoliko je ustanovljen pokušaj falsifikovanja garantnog lista ili podataka u njemu,

- ❖ ako je serijski broj i oznaka modela, proizvoda ili nekog njegovog dela, zamenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak,
- ❖ ukoliko se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o montaži, upotrebi i održavanju proizvoda ili ukoliko je nestručno i nebrižljivo postupao sa reklamiranim proizvodom,
- ❖ ukoliko su na proizvodu vršene intervencije, dogradnje ili održavanje od strane neovlašćenog lica ili servisa, bez obzira na njegovu stručnost i bez obzira da li su ovakve intervencije po mišljenju korisnika uticale na neispravnost proizvoda,
- ❖ ako su oštećenja nastala usled ugradnje neodgovarajućih delova ili upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala,
- ❖ ukoliko je proizvod korišćen mimo fabrički predviđenog režima eksploatacije ili za bilo koje druge namene van standardno očekivanih i prihvatljivih. U ovaj izuzetak spada i nepredviđeno korišćenje proizvoda u zahtevne profesionalne ili poluprofesionalne svrhe, a da te svrhe nisu proizvođački eksplicitno navedene kao dozvoljene,
- ❖ ukoliko su nepravilnosti u radu reklamiranog proizvoda prouzrokovane neadekvatno niskom ili visokom temperaturom, prekomernim izlaganjem suncu, uticajem vatre, povišenom vlagom, uticajem vode ili bilo koje druge tečnosti, prekomernim taloženjem prašine ili druge nečistoće, usled udara vetra ili nekom višom silom kao što su udar groma sa pratećim pojavama, poplave, požari, zemljotres ili nekim uzrokom izvan kontrole ONŽ-a.

GARANTNI LIST I SERVISNI LIST ZA KRAJNJEG KORISNIKA

POŠTOVANI POTROŠAČI!
 Ovaj proizvod servisira ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952, (953,954,956)

<i>Kupac</i>	
<i>Adresa</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Proizvod, model</i>	
<i>Serijski broj</i>	
<i>Datum kupovine/ispоруke</i>	
<i>Napomena</i>	
<i>Potpis i pečat</i>	

servisni kupon 1	
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	
servisni kupon 2	
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	