

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – GRUPA SILIKONSKI PROIZVODI

ML-0418, ML-0426, ML-0427, ML-0428, ML-0429, ML-0433, ML-0434, ML-0437, ML-0439

Uložak za stopalo: Pruža anatomsku podršku donu i omogućava ravnomernu raspodelu pritiska na don. Ima opuštajući i umirujući efekat.

Uložak za stopalo sa anatomsom podrškom: Pruža dodatnu zaštitu, apsorbuje udarce, smanjuje pritisak u bolnoj peti i metatarzalnim delovima uz pomoć meke zelene površine.

Uložak za stopalo, celo stopalo: Dajući anatomsku podršku, baza jastučića za stopala poboljšava distribuciju pritiska na uravnotežen način. Ima opuštajuća i umirujuća svojstva. Ojačana podrška luka.

Uložak za stopalo, sa navlakom: Pruža dodatnu zaštitu, apsorbuje udarce, smanjuje pritisak u bolnoj peti i metatarzalnim delovima uz pomoć mekog đona. Metatarzalna kupola formirana na peti stopala smanjuje stres tokom nošenja težine tela. Meka navlaka pruža visoku udobnost.

Čelični uložak za stopalo: Preporučuje se upotreba u lečenju izdubljenog stopala, ravnog tabana i metatarzalnih deformacija. Napravljen je od kože i podržan čeličnim mostom.

Starflex uložak za stopalo: Podrška za luk izrađena od specijalnog termoplastičnog materijala koji ima uzdužni i metatarzalni nosač presvučen kožom. Ravnomerno raspoređuje telesnu težinu u stojećem položaju i smanjuje opterećenje i stres na zglobove.

Ulošci od plute: Ravni tabani, izdubljeno stopalo, kada treba podupreti poprečni luk.

Uložak za petu: Pruža opuštajući efekat kod iritacije Ahilove tetive.

Separator za prste: Koristi se za tretman Hallux Valgusa (čukljeva).

Jastučice za metatarzalni deo stopala: Zaštita za metatarzalni deo stopala, sprečava nastanak tvrdih delova i žuljeva. Smanjuje bol i iritaciju. Pogodan za sportske aktivnosti i svakodnevnu upotrebu.

Jastučice za čukalj: Smanjuje bol na čuklju tako što sprečava trenje. Može da se koristi za levo i desno stopalo.

Podrška za luk – sa prijanjajućom tkaninom: Izdržljiviji i higijenski od drugih modela jer je napravljen od silikona. Pruža visoku udobnost i sprečava stvaranje edema i žuljeva usled trenja i toplote. Zbog svoje prijanjajuće osobine, pruža stabilnost tokom nošenja u obući.

Silikonski klin – sa prijanjajućom tkaninom: Napravljen od silikona presvučenog tkaninom. U zavisnosti od problema, može se postaviti na unutrašnju ili spoljašnju stranu cipele. Zbog svoje prijanjajuće osobine, pruža stabilnost tokom nošenja u obući. Koristi se kod nagiba petne kosti ka spolja, ka unutra, O nogu, X nogu, degeneracije meniskusa.

Jastučice za metatarzalni deo stopala: Pomaže u ublažavanju bola i pritiska uzrokovanih čukljem, kandžastim prstima.

Loptica za šaku: Silikonska loptica za šaku proizvodi se u 3 jačine i 3 boje.

Smart uložak: Dizajniran u skladu sa anatomsom strukturom stopala. Obezbeđuje da se težina tela ravnomerno raspoređuje na celo stopalo. Pruža udobniju upotrebu uz pomoć promenljive metatarzalne podrške, sa dve različite opcije tvrdoće, u zavisnosti od potreba korisnika. Gornja površina mu je obložena prirodnom kožom.

Ucbl podrška za stopalo: Napravljen od tvrdog termoplastičnog materijala i laminiranog mekog plastizota za sprečavanje deformacija na stopalu. Zahvaljujući anatomskej strukturi, težina tela je ravnomerno raspoređena. Zahvaljujući mekom prednjem delu omogućava slobodu prstiju, a tvrdi zadnji deo obezbeđuje stabilnost dok stojite. Nosač luka je viši od ostalih uložaka. Koristi se kod ravnih tabana, izdubljenog stopala, metatarzalne deformacije, tvrdog velikog prsta.

SAVETI I UPOZORENJA

- Ovaj proizvod koristiti samo uz savet lekara.
- Ovaj proizvod se ne može koristiti u druge svrhe od onih za koje je namenjen i ne može se koristiti sa drugim proizvodima.
- Ukoliko imate alergiju na silikon, molimo proverite komponente proizvoda i u tom slučaju nosite pamučni donji veš koji će upijati znoj i vlagu.
- Naša firma ima pravo da vrši modifikacije na proizvodu bez prethodnih obaveštenja kupaca.

INSTRUKCIJE ZA PRANJE

- Ne perite u veš mašini.
- Čistite sa vlažnom krpom.
- Ne koristite deterđent.
- Ne peglajte.

UPOTREBA SILIKONSKIH PROIZVODA

- Uverite se da je veličina proizvoda odgovarajuća veličina za vas.



BEYAZGRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Bağkent O.S.B 19.Cad. No :24 Malıköy Sincan- ANKARA - TÜRKİYE
Tel : +90 312 434 12 32 Fax : +90 312 434 12 33 e-mail : beyazgrup@beyazgrup.org

Caution	Consult instructions for use	Keep away from sunlight	Catalogue number	Do not use if package is damaged	Manufactured by	Use by date	Non Sterile	Latex Free
			REF					



Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO, Ustanička 234A, Beograd, telefoni: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953; email: info@ortopedija.co.rs; www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja o registraciji: 000003727 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 11.01.2024. godine

PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.